

PCT
WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM
Internationales Büro
INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE
INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)



<p>(51) Internationale Patentklassifikation ⁶ : C07H 1/08, 21/00, C12N 15/10</p>	<p>A1</p>	<p>(11) Internationale Veröffentlichungsnummer: WO 95/34569</p> <p>(43) Internationales Veröffentlichungsdatum: 21. December 1995 (21.12.95)</p>								
<p>(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE95/00787</p> <p>(22) Internationales Anmeldedatum: 14. Juni 1995 (14.06.95)</p> <p>(30) Prioritätsdaten:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">P 44 22 040.5</td> <td style="width: 30%;">14. Juni 1994 (14.06.94)</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">DE</td> </tr> <tr> <td>P 44 22 044.8</td> <td>14. Juni 1994 (14.06.94)</td> <td style="text-align: right;">DE</td> </tr> <tr> <td>P 44 47 015.0</td> <td>30. December 1994 (30.12.94)</td> <td style="text-align: right;">DE</td> </tr> </table> <p>(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): INVITEK GMBH [DE/DE]; Robert-Rössle-Strasse 10, D-13125 Berlin (DE).</p> <p>(72) Erfinder; und</p> <p>(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): HILLEBRAND, Timo [DE/DE]; Bansiner Strasse 60, D-12619 Berlin (DE). BENDZKO, Peter [DE/DE]; Ifflandstrasse 32, D-12623 Berlin (DE). PETERS, Lars-Erik [DE/DE]; Möllendorfstrasse 71, D-10367 Berlin (DE).</p> <p>(74) Anwalt: BAUMBACH, Fritz; Biotez Berlin-Buch GmbH, Patentstelle, Robert-Rössle-Strasse 10, D-13125 Berlin (DE).</p>	P 44 22 040.5	14. Juni 1994 (14.06.94)	DE	P 44 22 044.8	14. Juni 1994 (14.06.94)	DE	P 44 47 015.0	30. December 1994 (30.12.94)	DE	<p>(81) Bestimmungsstaaten: JP, KR, US, europäisches Patent (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).</p> <p>Veröffentlicht <i>Mit internationalem Recherchenbericht. Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche zugelassenen Frist. Veröffentlichung wird wiederholt falls Änderungen eintreffen.</i></p>
P 44 22 040.5	14. Juni 1994 (14.06.94)	DE								
P 44 22 044.8	14. Juni 1994 (14.06.94)	DE								
P 44 47 015.0	30. December 1994 (30.12.94)	DE								
<p>(54) Title: UNIVERSAL PROCESS FOR ISOLATING AND PURIFYING NUCLEIC ACIDS FROM EXTREMELY SMALL AMOUNTS OF HIGHLY CONTAMINATED VARIOUS STARTING MATERIALS</p>										
<p>(54) Bezeichnung: UNIVERSELLES VERFAHREN ZUR ISOLIERUNG UND REINIGUNG VON NUKLEINSÄUREN AUS EXTREM GERINGEN MENGEN SOWIE SEHR STARK VERUNREINIGTEN UNTERSCHIEDLICHSTEN AUSGANGSMATERIALIEN</p>										
<p>(57) Abstract</p> <p>A universal process is disclosed for extracting and purifying nucleic acids from extremely small amounts of highly contaminated various biological and other starting materials. The invention has applications in forensic medicine, medical diagnosis, molecular biology, biochemistry, genetic technology and all related fields. The process is characterised in that nucleic acid-containing materials are lysed, the lysate is incubated with a non-porous, non-structured, highly disperse, homogeneous and chemically pure SiO₂ substrate, the substrate is isolated with the bound nucleic acids and washed with a buffer solution, then the nucleic acids are dissolved from the substrate by a buffer with a lower salt concentration. Lysis of the material and nucleic acid immobilisation are preferably carried out in a reaction vessel. The substrate particles have a size of 7-40 nm, preferably 40 nm, and a specific surface from 50-300 g/m², preferably 50 g/m².</p>										
<p>(57) Zusammenfassung</p> <p>Die Erfindung betrifft ein universell einsetzbares Verfahren zur Isolierung und Reinigung von Nukleinsäuren aus extrem geringen wie auch extrem mit Verunreinigungen kontaminierten unterschiedlichsten biologischen und anderen Ausgangsmaterialien. Anwendungsgebiete sind die forensische Medizin, medizinische Diagnostik, Molekularbiologie, Biochemie, Gentechnik und alle anderen angrenzenden Gebiete. Das erfindungsgemäße Verfahren ist dadurch gekennzeichnet, daß Nukleinsäuren enthaltende Materialien lysiert, das Lysat mit einem nichtporösen und unstrukturierten, hochdispersen sowie homogenen chemisch reinen SiO₂-Träger inkubiert, der Träger mit den gebundenen Nukleinsäuren abgetrennt und mit Pufferlösung gewaschen wird und nachfolgend die Nukleinsäuren mit einem Puffer geringer Salzkonzentration vom Träger abgelöst werden. Die Lyse des Materials und die Bindung der Nukleinsäuren werden bevorzugt in einem Reaktionsgefäß durchgeführt. Die verwendeten Trägerpartikel weisen eine Korngröße von 7-40 nm, vorzugsweise 40 nm, bei einer spezifischen Oberfläche von 50-300 g/m², vorzugsweise 50 g/m² auf.</p>										

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AT	Österreich	GA	Gabon	MR	Mauretanien
AU	Australien	GB	Vereinigtes Königreich	MW	Malawi
BB	Barbados	GE	Georgien	NE	Niger
BE	Belgien	GN	Guinea	NL	Niederlande
BF	Burkina Faso	GR	Griechenland	NO	Norwegen
BG	Bulgarien	HU	Ungarn	NZ	Neuseeland
BJ	Benin	IE	Irland	PL	Polen
BR	Brasilien	IT	Italien	PT	Portugal
BY	Belarus	JP	Japan	RO	Rumänien
CA	Kanada	KE	Kenya	RU	Russische Föderation
CF	Zentrale Afrikanische Republik	KG	Kirgisistan	SD	Sudan
CG	Kongo	KP	Demokratische Volksrepublik Korea	SE	Schweden
CH	Schweiz	KR	Republik Korea	SI	Slowenien
CI	Côte d'Ivoire	KZ	Kasachstan	SK	Slowakei
CM	Kamerun	LI	Liechtenstein	SN	Senegal
CN	China	LK	Sri Lanka	TD	Tschad
CS	Tschechoslowakei	LU	Luxemburg	TG	Togo
CZ	Tschechische Republik	LV	Lettland	TJ	Tadschikistan
DE	Deutschland	MC	Monaco	TT	Trinidad und Tobago
DK	Dänemark	MD	Republik Moldau	UA	Ukraine
ES	Spanien	MG	Madagaskar	US	Vereinigte Staaten von Amerika
FI	Finnland	ML	Mali	UZ	Usbekistan
FR	Frankreich	MN	Mongolei	VN	Vietnam

Universelles Verfahren zur Isolierung und Reinigung von Nukleinsäuren aus extrem geringen Mengen sowie sehr stark verunreinigten unterschiedlichsten Ausgangsmaterialien

Beschreibung

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Isolierung und Reinigung von Nukleinsäuren aus extrem geringen und u.U. auch sehr stark mit organischen wie auch anorganischen Komponenten kontaminierten unterschiedlichen biologischen und anderen Ausgangsmaterialien. Es ist für eine Vielzahl von biologisch-, molekularbiologisch-, forensisch-, medizinisch- analytisch- sowie biochemisch arbeitenden Laboratorien von großer Bedeutung. Damit sind Anwendungsgebiete der Erfindung die forensische Medizin, medizinische Diagnostik, Molekularbiologie, Biochemie, Gentechnik und alle anderen angrenzenden Gebiete.

Üblicherweise werden Nukleinsäuren aus Zellen und Geweben dadurch gewonnen, daß die Ausgangsmaterialien unter stark denaturierenden und reduzierenden Bedingungen, teilweise auch unter Verwendung von proteinabbauenden Enzymen aufgeschlossen, die austretenden Nukleinsäurefraktionen über Phenol-/Chloroform-Extraktionsschritte gereinigt und die Nukleinsäuren mittels Dialyse oder Ethanolpräzipitation aus der wäßrigen Phase gewonnen werden (Sambrook, J., Fritsch, E.F. und Maniatis, T., 1989, CSH, "Molecular Cloning").

Diese "klassischen Verfahren" zur Isolierung von Nukleinsäuren aus Zellen und besonders aus Geweben sind sehr zeitaufwendig (teilweise länger als 48 h), erfordern einen erheblichen apparativen Aufwand und sind darüber hinaus auch nicht unter Feldbedingungen realisierbar. Außerdem sind solche Methoden auf Grund der verwendeten Chemikalien wie Phenol und Chloroform in einem nicht geringen Maße gesundheitsgefährdend.

Verschiedene alternative Verfahren zur Isolierung von Nukleinsäuren aus unterschiedlichen biologischen Ausgangsmaterialien ermöglichen, die aufwendige und gesundheitsschädigende Phenol-/Chloroform-Extraktion von Nukleinsäuren zu umgehen sowie eine Reduzierung der zeitlichen Aufwendungen zu erreichen.

Ersatzblatt

Alle diese Verfahren basieren auf einer von Vogelstein und Gillespie (Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 1979, 76, 615-619) entwickelten und erstmals beschriebenen Methode zur präparativen und analytischen Reinigung von DNS-Fragmenten aus Agarosegelen. Die Methode kombiniert die Auflösung der die zu isolierende DNS-Bande enthaltende Agarose in einer gesättigten NaJ- Lösung mit einer Bindung der DNS an Glaspartikel in Gegenwart dieses chaotropen Salzes. Die an die Glaspartikel fixierte DNS wird anschließend mit einer Waschlösung (20 mM Tris HCl [pH 7,2]; 200mM NaCl; 2 mM EDTA; 50% v/v Ethanol) gewaschen und abschließend von den Trägerpartikeln abgelöst.

Diese Methode erfuhr bis heute eine Reihe von Modifikationen und wird zum gegenwärtigen Zeitpunkt für unterschiedliche Verfahren der Extraktion und Reinigung von Nukleinsäuren aus unterschiedlichen Herkünften angewendet (Marko, M.A., Chipperfield, R. und Birnboim, H.G., 1982, Anal. Biochem., 121, 382-387).

Darüberhinaus existieren heute weltweit auch eine Vielzahl von Reagenziensystemen, vor allem zur Reinigung von DNS-Fragmenten aus Agarosegelen und für die Isolierung von Plasmid DNS aus bakteriellen Lysaten, aber auch für die Isolierung von länger-kettigen Nukleinsäuren (genomische DNS, zelluläre Gesamt-RNS) aus Blut, Geweben oder auch Zellkulturen.

Alle diese kommerziell verfügbaren Kits basieren auf dem hinlänglich bekannten Prinzip der Bindung von Nukleinsäuren an mineralische Träger unter Anwesenheit hochmolarer Lösungen unterschiedlicher chaotroper Salze und verwenden als Trägermaterialien Suspensionen feingemahlener Glaspulver (z.B. Glasmilk, BIO 101, La Jolla, CA), Diatomenerden (Fa.Sigma) oder auch Silicagele. (Diagen, DE 41 39 664 A1)

Jedoch verfügen weder klassische Glasmilch- oder Diatomenerden-Suspensionen als auch auf chromatographischen Säulen fixierte Silicagele über für die Isolierung von geringsten Mengen an Nukleinsäuren notwendigen physikalischen Voraussetzungen.

Weiterhin wirken sich solche physikalische Charakteristika, wie poröse oder strukturierte wie auch relativ geringe aktive Oberflächen dieser Trägermaterialien außerdem ungünstig auf die Entfernung von Kontaminanten aus.

3
So ist es z.B. nicht möglich, PCR-taugliche DNS aus Speichelpollen unter Verwendung von Glasmilch zu isolieren (Ochert, A.S. et.al.; 1993, PCR Methods and Application, 3, 6, 365-368). Die an die Glaspartikel gebundene DNS kann nicht ausreichend gewaschen werden bzw. bindet wahrscheinlich auch selbst z.B. niedermolekulare Zuckerverbindungen, so dass diese im Speichel enthaltenen Kontaminanten auch in der finalen DNS zu finden sind und nachfolgende enzymatische Reaktionen (z.B. PCR) inhibieren.

Nach dem Stand der Technik existiert auch keine effiziente und schnelle Methode, welche es gestattet genomische (oder auch bakterielle oder virale) DNS aus Stuhlproben zu isolieren. Stuhlmaterial als biologisches Ausgangsmaterial ist extrem stark verunreinigt und erfordert sehr hohe Anforderungen an ein DNS-Isolierungssystem.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt angewendete Methoden zur Isolierung von DNS aus Stuhlproben benötigen teilweise einige Tage und schließen aufwendige Proteinase K-Verdauungen und Phenol/Chloroform Extraktionen sowie Ethanolpräzipitationen ein und benötigen zusätzlich nochmals eine Reinigung der schon isolierten Nukleinsäuren unter Verwendung der bekannten DNS-Bindung an Glaspartikel.

Ein weiteres Problem der z.Z. für die Isolierung genomischer (und damit langkettiger) DNS verwendeten Glasmaterialien oder poröse Silicagele enthaltende Säulen liegt in der sehr starken mechanischen Beanspruchung (Scherung) der hochmolekularen DNS.

Sowohl mit Glasmilch oder Diatomen-Suspensionen, als auch mit Silicagel enthaltenen Minisäulen, isolierte genomische DNS zeigt gelelektrophoretisch oftmals (vor allem bei der Verwendung von Minisäulensystemen) deutlich sichtbare Degradierungen. Die Ursache liegt dabei zum einen in der mechanischen Beanspruchung der DNA bei der Passage durch die Poren der Silicagele, bzw. durch die keine homogene Teilchenkonsistenz aufweisenden Glaspulver oder Diatomenerden enthaltenen Trägersuspensionen (Diatomenerde z.B. enthält z.B. auch sehr scharfkantige Partikel und ist zudem auch nicht größenhomogen). Somit führt jeder Waschschrift oder Zentrifugationsschrift zu einer Degradierung der DNS.

Ersatzblatt

Auch ist die Bindung von zellulärer Gesamt-RNS an z.B. silicageltragende Säulen bekannt und als Reagenzienssystem auch verfügbar, realisiert dabei aber nicht eine vollständige Isolierung von zellulärer Gesamt-RNS, da kleinere RNA Spezies (<200 bp) nicht mehr isoliert werden können. Somit kann z.B. eine solche RNS nicht mehr erfolgreich für DDRT-PCR Anwendungen (Isolierung sämtlicher mRNA Spezies einer Zelle) eingesetzt werden, da von vornherein kleine RNS-Spezies nicht vorhanden sind. Desweiteren besteht mit solchen Systemen auch nicht die Möglichkeit der Isolierung von RNS aus extrem geringen Mengen an Ausgangsmaterialien. Obwohl Verfahren der Isolierung, wie auch Reinigung von Nukleinsäuren über das bekannte Prinzip der Bindung der Nukleinsäuren an mineralische Materialien, mittlerweile weitverbreitet sind, werden eine Reihe von speziellen Anwendungen der Isolierung von Nukleinsäuren, mit bisher bekannten Isolierungssystemen (und den verwendeten Trägermaterialien) nicht oder in keiner Weise zufriedenstellend gelöst.

Dies betrifft:

1. die Isolierung von Nukleinsäuren (genomische DNS, total RNS) aus extrem geringen Mengen an Ausgangsmaterialien (z.B. <0.5mg Gewebematerial; <0.5µl Blut oder Blutspuren auf Kleidungsstücken; <5µl Speichel; <10³ Zellen),
2. die Verfügbarkeit eines universellen Systems für die Isolierung von Nukleinsäuren aus einem sehr breiten Spektrum unterschiedlichster Ausgangsmaterialien (d.h. Isolierung von Nukleinsäuren aus 'einfachen Ausgangsmaterialien' wie Zellkulturen oder Vollblut wie auch aus extrem schwierigen Ausgangsmaterialien wie Uraltknochen oder Stuhlmaterialien),
3. die Isolierung von Nukleinsäuren aus stark kontaminiertem Ausgangsmaterial in einer Qualität, die es erlaubt, die isolierten Nukleinsäuren auch als Substrat für enzymatische Nachfolgereaktionen (z.B. PCR) auch mit Erfolg einsetzen zu können.

Gerade solche kontaminationsbeladenen Ausgangsmaterialien sind für bestimmte klinisch relevante Fragestellungen für die Diagnostik, für forensische Untersuchungen bzw. für die Klärung evolutionsbiologischer Fragestellungen von großer Bedeutung. Es

handelt sich dabei vor allem um solche 'interessierenden' Ausgangsmaterialien wie Knochen oder Blutspuren auf Kleidungsstoffen (forensische Medizin), Uraltknochen (Evolutionbiologie), Speichel, Bronchialauswurfmaterial und Stuhlproben (medizinische Diagnostik). Wie schon aufgeführt ist es z.B. nicht möglich amplifikationsfähige DNS aus Speichelproben unter Verwendung von Glasmilch zu isolieren.

Noch komplizierter stellt sich dieses Problem dar, wenn DNS aus Stuhlproben isoliert werden soll. Nach dem gegenwärtigen Stand der Technik muß eindeutig festgestellt werden, daß es noch kein funktionierendes schnelles Isolierungsverfahren gibt (weder kommerziell verfügbar, noch publiziert), um amplifikationsfähige Nukleinsäuren zu isolieren. Bisher sind für eine Isolierung von DNS aus einem solchen Ausgangsmaterial extrem arbeits- und zeitaufwendige multiple Reinigungsschritte notwendig. Solche aufwendigen Prozeduren sind notwendig, da die Vielzahl der in Stuhlproben enthaltenen Kontaminationen mit allen bisher bekannten Methoden nicht anders entfernt werden konnten. Eine direkte und damit sehr schnelle Isolierung amplifikationsfähiger Nukleinsäure aus Stuhlproben über die Bindung der Nukleinsäuren an Trägermaterialien ist bisher nicht bekannt und bedeutet damit einen sehr großen Nachteil, da Stuhlmaterial als Quelle für zu isolierende Nukleinsäuren (vor allem genomische DNS aus abgeschilferten epithelialen Zellen der Darmwand) für die routinemäßige Gendiagnostik nicht verfügbar ist.

Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, ein universelles Verfahren zur Isolierung und Reinigung von Nukleinsäuren bereitzustellen, das diese speziellen Anwendungen gestattet.

Überraschenderweise wurde gefunden, daß mit dem erfindungsgemäß eingesetzten Trägermaterial und unter der Verwendung unterschiedlicher chaotroper Salze alle diese Anforderungen in hervorragender Weise erfüllt werden.

Das erfindungsgemäße Verfahren wird gemäß den Ansprüchen 1-14 realisiert. Es ist dadurch gekennzeichnet, daß die Nukleinsäuren enthaltenden Ausgangsmaterialien lysiert, das Lysat mit einem nichtporösen und unstrukturierten, hochdispersen sowie homogenen chemisch reinen SiO_2 -Träger inkubiert, der Träger mit den

gebundenen Nukleinsäuren abgetrennt und mit Pufferlösung gewaschen und nachfolgend die Nukleinsäuren mit einem Puffer geringer Salzkonzentration vom Träger abgelöst werden.

Die Fixierung der Nukleinsäuren erfolgt an der Oberfläche der SiO_2 -Partikel, welche vorzugsweise einen Partikeldurchmesser von 40 nm, bei einer aktiven Oberfläche von ca. $50 \text{ m}^2/\text{g}$ aufweisen, unter Anwesenheit chaotroper Salze hoher Ionenstärken.

Damit wird es möglich, Nukleinsäuren aus

- a) extrem geringen Mengen an Nukleinsäuren enthaltenden Ausgangsmaterialien
- b) aus sehr 'schwierigen' und stark mit organischen und anorganischen Verunreinigungen kontaminierten unterschiedlichen biologischen und anderen Ausgangsmaterialien wie z.B. Stuhlproben, Knochen u.a.

in einer Qualität und Quantität zu isolieren, welche nachfolgende enzymatische Manipulationen mit den isolierten Nukleinsäuren möglich werden läßt.

Es zeigte sich ebenfalls überraschenderweise, daß über die Auswahl des verwendeten chaotropen Puffers in Kombination mit dem verwendeten Trägermaterial eine Selektivität der Bindung von entweder DNS oder RNS realisiert wird. Damit kann allein durch die Wahl des für die Lyse des Ausgangsmaterials verwendeten chaotropen Salzes, das Trägermaterial für die Isolierung von DNS oder für die Isolierung RNS eingesetzt werden, wobei im methodischen Verfahrensablauf keinerlei Veränderungen durchzuführen sind. Ein solches Verhalten eines für die Bindung von Nukleinsäuren eingesetzten Materials ist bisher noch nicht beschrieben worden.

Das Verfahren zur Isolierung von Nukleinsäuren ist sehr einfach handhabbar, benötigt nur geringe apparative Ausrüstungen, bedarf keiner enzymatischen Vorbehandlung des Probenmaterials (z.B. Proteinase K Verdauung), verzichtet auf den Einsatz einer toxischer Phenol-/Chloroform-Extraktion, benötigt keine

Ethanolpräzipitation und läßt sich somit mit geringem zeitlichen Aufwand realisieren, was es gestattet, einen großen Probenumfang zu bearbeiten.

Das erfindungsgemäß eingesetzte Trägermaterial mit seinen physikalischen Eigenschaften ist ideal für die Isolierung und Reinigung von Nukleinsäuren aus extrem geringen Mengen an unterschiedlichsten Ausgangsmaterialien, wie auch aus sehr stark mit Verunreinigungen kontaminierten Ausgangsmaterialien.

Die der Erfindung zugrunde liegenden Eigenschaften des ausgewählten Trägermaterials, welche im folgenden im Vergleich zu anderen Trägermaterialien dargestellt werden, ermöglicht damit erstmalig die Entwicklung eines universellen Isolationssystems für Nukleinsäuren (universell im Sinne der Isolierung von sowohl DNS als auch RNS, der Isolierung der Nukleinsäuren aus allen Nukleinsäuren enthaltenden biologischen und anderen Ausgangsmaterialien, der Isolierung von Nukleinsäuren aus extrem geringen Mengen an Ausgangsmaterialien, sowie der Isolierung von Nukleinsäuren aus sehr stark mit Verunreinigungen kontaminierten Ausgangsmaterialien).

Wie weiterhin aufgezeigt wird, ist ein solches universelles System nicht mit herkömmlich verwendeten Glasmaterialien (Glasmilch, Glaspulver o.ä.) realisierbar.

Das in der Erfindung verwendete Trägermaterial unterscheidet sich hinsichtlich seiner physikalischen Charakteristika grundlegend von anderen für die Isolierung von Nukleinsäuren verwendeten Trägermaterialien, bei welchen es sich i.d. R. nicht um chemisch reines SiO_2 , sondern um poröse oder nichtporöse Glasmaterialien z.B. auf der Basis von Borsilikatglas (Glasmilch) oder aus pflanzlichen mineralischen Zellwandkomponenten (Diatomenerden), welche als chromatographische Materialien speziell für Anwendungen in der Nukleinsäurenreinigung kommerziell verfügbar sind, und damit die Basis für die Herstellung von (auch der kommerziell verfügbaren) Suspensionen bilden. Alle diese Trägermaterialien sind sehr gut geeignet für Standardanwendungen, zeigen aber auf Grund ihrer physikalischen Struktur erhebliche Nachteile bzw.

Grenzen bei der Isolierung von Nukleinsäuren aus den oben beschriebenen Ausgangsmaterialien.

Das im erfindungsgemäßen Verfahren verwendete Trägermaterial ist wesentlich kleiner als bisher verwendete Materialien. Damit einhergehend ist die für die Fixierung der Nukleinsäuren verfügbare aktive Trägeroberfläche sehr viel größer.

Gerade die nur im nm-Bereich definierte Größe der Trägerpartikel als auch die daraus resultierende sehr hohe spezifische Oberfläche ermöglichen die Isolierung von Nukleinsäuren aus extrem geringen Mengen an Ausgangsmaterialien..

Dabei entspricht das dem erfindungsgemäßen Verfahren zugrunde liegende Ziel, die Isolierung von Nukleinsäuren aus extrem geringen Mengen an unterschiedlichen Ausgangsmaterialien, letztlich auch einer neuen Strategie, die es ermöglichen soll, eine Verbindung von schon existierenden als sich noch in der Entwicklung befindlichen Methoden der sog. nichtinvasiven medizinischen Probengewinnung (Mikromengen an Mikrobiopsiematerialien; Gewinnung von epithelialen Lungenzellen mit speziell konstruierten 'Ausatemluftsammlern' u.a.) und Methoden der medizinischen Diagnostik herzustellen. Bisher war es nicht möglich, aus extrem geringen Nukleinsäuren enthaltenen Proben (z.B. Biopsiematerialien, Lungenflüssigkeit) Nukleinsäuren für eine weitere Diagnostik zu isolieren.

Die mit dem erfindungsgemäßen Verfahren realisierte Isolierung von Nukleinsäuren aus solchen extrem geringen Mengen an Ausgangsmaterialien eröffnet damit den neuen nichtinvasiven Methoden in der medizinischen Probengewinnung erstmalig neue potentielle Anwendungsgebiete.

Ein weiterer bedeutender Vorteil der im erfindungsgemäßen Verfahren verwendeten Trägerpartikel besteht in der direkten Bindung und damit der direkten Exponierung der Nukleinsäuren auf der Trägeroberfläche. Im Gegensatz dazu befinden sich die zu isolierenden Nukleinsäuren bei verwendeten chromatographischen Systemen (z.B. DE 41 39 664 A1), welche eine Kombination von porösen Anionenaustauschern und mineralischen Trägermaterialien verwenden, nicht auf der Oberfläche, sondern innerhalb der Poren.

Eine solche Lokalisation reduziert sehr stark die Möglichkeit intensiven Waschens, und damit des Entferns unterschiedlicher Kontaminanten. Ebenso ermöglichen auch Glasmilch-Suspensionen, Suspensionen aus Diatomenerde oder in der Patentschrift DE 41 39 664 A1 beschriebene poröse oder nichtporöse Matrices (im Größenbereich von $1\mu\text{m}$ - $250\mu\text{m}$, vorzugsweise $10\text{-}30\mu\text{m}$) auf Grund der viel größeren Partikelgröße (wie auch auf Grund dessen, daß es sich teilweise bei den Trägerpartikeln nicht um homogene Gemische -- handelt) und damit verbunden geringeren Trägeroberfläche kein effektives Waschen der gebundenen Nukleinsäuren. Gerade das Fehlen eines solchen intensiven Waschens wird dann zum Problem, wenn Nukleinsäuren aus Ausgangsmaterialien welche enorme Mengen ganz unterschiedlicher Kontaminationen, wie z.B. Schleimstoffe, Farbstoffe, niedermolekulare Zuckerverbindungen u.a. , beinhalten, isoliert werden sollen.

Das erfindungsgemäße Verfahren mit dem verwendeten Trägermaterial erlaubt erstmals die Möglichkeit einer direkten DNS-Isolierung aus abgeschilferten Darmwandzellen ohne aufwendige Proteinase K-Verdauungen, Phenol/Chloroform Extraktionen sowie Ethanolpräzipitationen. Nach Abtrennung unlöslicher Komponenten aus der Stuhlprobe und Zugabe ein chaotropes Salz enthaltenen Puffers wird die DNS direkt an das Trägermaterial gebunden, gewaschen und vom Träger eluiert. Diese Methode ist extrem schnell, (ca. 1 h) und liefert genomische DNS in exzellenter Qualität, die problemlos für PCR-Applikationen verwendet werden kann. Eine solche schnelle Methode der Isolierung amplifikationsfähiger DNS aus Stuhlmaterial ist bisher mit keinem anderen DNS-Isolierungssystem erreicht worden. Dies ermöglicht z.B. erstmalig die Durchführung eines schnellen und reproduzierbaren Nachweises von Kolonkarzinom assoziierten Punktmutationen im Proto-Onkogen Kras als ein zukünftig bedeutsames Gen-Diagnostikverfahren und wird damit bedeutsam für protektive Maßnahmen bei Risikogruppen bzw. in der Früherkennung von Kolonkarzinomen bzw. auch Pankreaskarzinomen. Eine solche routinemäßig durchführbare Gen-Diagnostik war bisher auf Grund des Fehlens einer geeigneten Methode der Isolierung und Reinigung von genomischer DNS unmöglich.

Das im erfindungsgemäßen Verfahren verwendete und unter solchen Gesichtspunkten ausgewählte Trägermaterial reduziert auch sehr stark (im Gegensatz zu anderen Trägermaterialien bzw. Säulensystemen) mechanische Beanspruchungen der DNS auf Grund der Feinheit der Partikel und der Homogenität, bzw. auch dadurch, daß es sich eben nicht um zerstanzte Glasmaterialien bzw. Diatomenerden handelt. Somit, und dieses zeigt sich ebenfalls sehr eindeutig in einer gelelektrophoretischen Darstellung, weist die isolierte DNS einen sehr hohen Grad an Integrität auf und ist damit von vergleichbarer Qualität wie mit der sehr schonenden klassischen Phenol/Chloroform Extraktionsmethode gewonnene DNS. Genomische DNS hoher Integrität ist vor allem dann gefordert, wenn die DNS als Substrat für LA/XL-PCR Anwendungen oder DNS-Fingerprint Techniken eingesetzt werden soll.

Ein weiterer Vorteil des erfindungsgemäßen Verfahrens besteht darin, daß das verwendete Trägermaterial auch für die Isolierung von Ribonukleinsäuren (RNS) in idealer Weise geeignet ist und ermöglicht im Gegensatz zu z.Z. für die Isolierung von RNS Verwendung findenden mit Silicagel-Matrices beladenen Minisäulensystemen (Fa. Diagen) auch eine Isolierung von vollständiger zellulärer Gesamt-RNS, d.h. auch die Isolierung sehr kleiner RNS-Spezies.

Das erfindungsgemäße Verfahren gestattet sowohl die Isolierung von zellulärer Gesamt-RNS einschließlich der tRNS und 5S RNS Fraktionen (und damit auch aller kleinen RNS-Spezies), als auch die Isolierung von RNS aus wenigen hundert Zellen und damit aus extrem geringen Ausgangsmengen. Es ist damit in ausgezeichneter Weise für Expressionsuntersuchungen von sehr geringen Zellmengen geeignet, zumal die gesamte Prozedur der Isolierung der Gesamt-RNS aus solchen Ausgangsmaterialien nur ca. 20 Minuten in Anspruch nimmt. Ferner sorgt wiederum die sehr große spezifische Oberfläche der Trägerpartikel für eine sehr hohe Bindungseffizienz, so das theoretisch 100% der in den verschiedenen Ausgangsmaterialien vorhandenen RNS auch isoliert werden können. Dies ist vor allem dann bedeutsam, wenn quantitative PCR-Anwendungen z.B. in der Hepatitis C Diagnostik entwickelt werden sollen, um Aussagen über den Verlauf des

Virustiters im Blut zu erhalten. Der Einsatz einer quantitativen PCR für die Beantwortung solcher Fragestellungen hängt damit in sehr starkem Maße vom verwendeten RNS Isolierungssystem ab. Die Bindung von RNS-Molekülen an das verwendete Trägermaterial wird durch die Verwendung von hochmolarem Litiumchlorid enthaltenem Lyse/Bindungspuffer realisiert, welcher mit einer viel höheren Affinität die Bindung von RNS-Molekülen gegenüber von DNS-Molekülen an das verwendete Trägermaterial vermittelt. Wie schon aufgeführt wird alleine durch die Wahl des Lyse/Bindungspuffers eine unterschiedliche Bindungsspezifität erreicht, so daß das selbe Trägermaterial eben auch für die Isolierung von RNS-Molekülen eingesetzt werden kann. Es verhält sich damit auch gänzlich different gegenüber existierenden theoretischen Vorstellungen physiko-chemischen Mechanismen der Bindung von Nukleinsäuren an mineralische Materialien unter chaotropen Bedingungen, wonach nach einer durch die chaotropen Salze hervorgerufene Zerstörung der Hydrathüllen von Nukleinsäuren eine Adsorption dieser an mineralische Matrices erfolgt. Dies bedeutet nach der theoretischen Darstellung aber auch, daß einzelsträngige DNS bzw. RNS so stark an die mineralischen Materialien gebunden werden, daß eine Elution der RNS nur bei sehr hohen Temperaturen und damit auch unter Schädigung der RNS erfolgen kann. Bei Verwendung des im erfindungsgemäßen beschriebenen Trägermaterials und der Verwendung von Litiumchlorid sowohl zur Lyse als auch Realisierung der Bindung der RNS an das Trägermaterial, kann diese wieder problemlos mit DEPC behandeltem Wasser vom Träger eluiert werden.

Ein weiterer entscheidender Vorteil des erfindungsgemäßen Verfahrens, vor allem im Zusammenhang mit der Isolierung langkettiger genomischer DNS wie auch zellulärer Gesamt-RNS, besteht darin, daß die Methode keinerlei enzymatische Vorbehandlungen des Ausgangsmaterials (Proteinasebehandlungen) benötigt. Der je nach Isolierungsart eingesetzte Lysepuffer vermittelt neben seiner proteindenaturierenden Wirkung (und in diesem Zusammenhang auch Inaktivierung endogener und exogener DNasen oder RNasen) auch die Bindung der Nukleinsäuren an das Trägermaterial. Dies ermöglicht z.B. die Isolierung genomischer

DNS aus einer Monolayer Zellkultur, einer Gewebeprobe oder aus Vollblut (z.B. mit 1×10^5 Zellen, 0.5 mg Gewebe, 100 μ l Vollblut) in weniger als 30 Minuten. Sowohl Lyse als auch Bindung der Nukleinsäuren erfolgen unter denselben Pufferbedingungen und im selben Reaktionsgefäß. Dies bedeutet damit auch einen entscheidenden zeitlichen Vorteil gegenüber anderen Isolierungssystemen langkettiger Nukleinsäuren aus solchen biologischen Ausgangsmaterialien.

Neben der Isolierung der beschriebenen längerkettigen DNS (genomisch DNS) bzw. RNS eignet sich der eingesetzte Träger auch für die Isolierung und Reinigung von Nukleinsäuren aus TAE- bzw. TBE- Gelen, PCR-Fragmenten direkt aus den Reaktionsgemischen (einschließlich vorhandenen Mineralöls), als auch für die Isolierung von Plasmid DNA aus bakteriellen Lysaten. Wobei auf diese Möglichkeiten nicht weiter eingegangen werden soll.

Auch hierbei realisiert das eingesetzte Trägermaterial sehr hohe Rückgewinnungsraten von DNS-Fragmenten aus Gelen oder PCR-Ansätzen in Größenbereichen von 60 bp - 50 kbp bzw. sehr hohe Ausbeuten qualitativ hochwertiger Plasmid DNS.

Bei allen beschriebenen Anwendungen vermittelt der jeweils verwendete Lysepuffer (je nach Anwendung bestehend aus Guanidinthiocyanat, NaI, Guanidinhydrochlorid oder Litiumchlorid und entsprechenden Detergenz-Zusätzen) auch jeweils die Bindung der Nukleinsäuren an das Trägermaterial.

Alle mit den erfindungsgemäßen Verfahren isolierten und am Träger fixierten Nukleinsäuren aus unterschiedlichen Ausgangsmaterialien werden mit einem Waschpuffer (50mM NaCl; 10mM Tris HCl; 1mM EDTA; 70% v/v) mehrmals gewaschen. Der verwendete Waschpuffer unterscheidet sich von dem in der von Vogelstein und Gillespie beschriebenen Ausgangsarbeit durch eine geringere Salz- und höhere Ethanolkonzentration. Eine solche Waschpufferzusammensetzung erlaubt ein intensiveres Waschen ohne Verlust an gebundenen Nukleinsäuren.

Die Elution der Nukleinsäuren erfolgt vorzugsweise in einem Elutionspuffer (10mM Tris HCl; 0. 1mM EDTA) oder in DEPC behandeltem Wasser bei einer Temperatur von vorzugsweise 52°C innerhalb von maximal 5 min.

Die isolierten Nukleinsäuren sind für eine Vielzahl weiterer molekularbiologischer bzw. biochemischer Methoden verfügbar, wie z.B. PCR/RT-PCR und spezielle PR-Applikationen (LAXL-PCR, RAPD PCR-Fingerprinting u.a.) Spaltung mit Restriktionsendonukleasen, Klonierungen, Sequenzierungen, in vitro- Transkription, radioaktiven Markierungen, Hybridisierungsverfahren u.a..

Die Erfindung wird nachfolgend an Ausführungsbeispielen näher erläutert, die die Erfindung jedoch nicht begrenzen sollen.

1. Isolierung genomischer DNS aus einer eukaryontischen monolayer Zellkultur, welche auf 96-Well- Mikrotiterplatten kultiviert wurde (ca. 5×10^3 Zellen)

Entfernung des Zellkulturüberstandes und zweimaliges kurzes Spülen der Zellen mit 1xPBS.

Zugabe von 500 μ l Lysepuffer (Guanidinthiocyanat; N-Lauryl-Sarcosyl; DTT; Natriumcitrat) direkt auf das Well und Überführung der Zell-Lyse-Suspension in ein 1.5 ml Eppendorf-Zentrifugengefäß. Zugabe von 10 μ l der aus dem verwendeten Trägermaterial hergestellten Suspension zur Zell-Lyse-Suspension, kurzes Vortexen, Inkubation für 5 Minuten in einem Eisbad und anschließende Pelletierung des Trägermaterials durch kurze Zentrifugation in einer Tischzentrifuge (10 Sekunden). Die am Trägerpellet gebunden genomische DNS wird anschließend mit Waschpuffer (50 mM NaCl; 10 mM Tris HCl; 1 mM EDTA; 70% v/v Ethanol) versetzt und 2-3 mal gewaschen und anschließend die genomischen DNS durch Zugabe eines Elutionspuffers (10 mM Tris; 0.1 mM EDTA) bei 52°C vom Trägermaterial abgelöst, der Träger durch kurze Zentrifugation von der eluierten genomischen DNS abgetrennt und diese in ein neues Reaktionsgefäß überführt.

2. Isolierung zellulärer total RNS aus einer Hybridomazellsuspension (ca. 200µl; ca. 10³ Zellen)

Überführung der Zellsuspension in ein 1.5 ml Eppendorf Zentrifugengefäß und Zugabe von 500µl Lysepuffer (10 M LiCl, 2% Triton X-100). Inkubation für 5 min bei Raumtemperatur.

Zugabe von 10µl der aus dem verwendeten Trägermaterial hergestellten Suspension zur Zell-Lyse-Suspension, kurzes Vortexen, Inkubation für 5 Minuten in einem Eisbad und anschließende Pelletierung des Trägermaterials durch kurze Zentrifugation in einer Tischzentrifuge (10 Sekunden). Die am Trägerpellet gebunden RNS wird anschließend mit Waschpuffer (50 mM NaCl; 10 mM Tris HCl; 1 mM EDTA; 70% v/v Ethanol) versetzt und 2-3 mal gewaschen und anschließend die zelluläre Gesamt- RNS durch Zugabe von DEPC behandeltem ddH₂O bei 52°C vom Trägermaterial abgelöst, der Träger durch kurze Zentrifugation von der eluierten zellulären Gesamt-RNS abgetrennt und diese in ein neues Reaktionsgefäß überführt.

3. Isolierung genomischer DNS aus einer ca. 0.5µl Blutspur auf einem Papiertaschentuch

Zerschneiden des die Blutspur tragenden Bereiches des Papiertaschentuches und Überführen der Schnipsel in ein 1.5 ml Eppendorf Zentrifugengefäß.

Zugabe von 500µl Lysepuffer (Guanidinthiocyanat; N-Lauryl-Sarcosyl; DTT; Natriumcitrat) und Inkubation für einige Stunden bei Raumtemperatur.

Kurze Zentrifugation zur Abtrennung der unlöslichen Bestandteile, Überführung des Überstandes in ein neues Zentrifugengefäß und Zugabe von 10µl der aus dem verwendeten Trägermaterial hergestellten Suspension zur, kurzes Vortexen, Inkubation für 5 Minuten in einem Eisbad und anschließende Pelletierung des Trägermaterials durch kurze Zentrifugation in einer Tischzentrifuge (10 Sekunden). Die am Trägerpellet gebunden genomische DNS wird anschließend wiederum mit Waschpuffer (50 mM NaCl; 10 mM Tris HCl; 1 mM EDTA; 70% v/v Ethanol) versetzt und 2-3

mal gewaschen und anschließend die genomischen DNS durch Zugabe eines Elutionspuffers (10 mM Tris; 0.1 mM EDTA) bei 52°C vom Trägermaterial abgelöst, der Träger durch kurze Zentrifugation von der eluierten genomische DNS abgetrennt und diese in ein neues Reaktionsgefäß überführt.

4. Isolierung genomischer DNS aus Knochenmaterial

Überführung von ca. 100-250 mg von feinermahlenem Knochenpulver in ein 2.0 ml Eppendorf Zentrifugengefäß. Zugabe von 1ml Lysepuffer (Guanidinthiocyanat; N-Lauryl-Sarcosyl; DTT; Natriumcitrat; 0.5 M EDTA) und Inkubation bei 56°C und leichtem Schütteln für 15-20h.

Zentrifugation bei 12-14 000 rpm und Überführung des Überstandes in ein neues Zentrifugengefäß.

Zugabe von 15µl der aus dem verwendeten Trägermaterial hergestellten Suspension, kurzes Vortexen, Inkubation für 5 Minuten in einem Eisbad und anschließende Pelletierung des Trägermaterials durch kurze Zentrifugation in einer Tischzentrifuge (10 Sekunden). Die am Trägerpellet gebunden genomische DNS wird anschließend wiederum mit Waschpuffer (50 mM NaCl; 10 mM Tris HCl; 1 mM EDTA; 70% v/v Ethanol) versetzt und 3 mal gewaschen und anschließend die genomischen DNS durch Zugabe eines Elutionspuffers (10 mM Tris; 0.1 mM EDTA) bei 52°C vom Trägermaterial abgelöst, der Träger durch kurze Zentrifugation von der eluierten genomische DNS abgetrennt und diese in ein neues Reaktionsgefäß überführt.

5. Isolierung von genomischer DNS aus Stuhlproben

Überführung von ca. 100 mg der Stuhlprobe in ein 2.0 ml Eppendorf Zentrifugengefäß und Zugabe einer 300µl einer Waschlösung (NaCl, EDTA, Tris HCl). Vortexen für 30 Sekunden und anschließende Zentrifugation bei 10 000 rpm für 2 min. Überführen des Überstandes in ein neues 1.5 ml Eppendorf Zentrifugengefäß und Zugabe von 1ml Lysepuffer

(Guanidinthiocyanat; N-Lauryl-Sarcosyl; DTT; Natriumcitrat). Inkubation bei Raumtemperatur für 20-30 min.

Zugabe von 15 µl der aus dem verwendeten Trägermaterial hergestellten Suspension, kurzes Vortexen, Inkubation für 5 Minuten in einem Eisbad und anschließende Pelletierung des Trägermaterials durch kurze Zentrifugation in einer Tischzentrifuge (10 Sekunden). Die am Trägerpellet gebunden genomische DNS wird anschließend wiederum mit Waschpuffer (50 mM NaCl; 10 mM Tris HCl; 1 mM EDTA; 70% v/v Ethanol) versetzt und 3mal gewaschen und anschließend die genomischen DNS durch Zugabe eines Elutionspuffers (10 mM Tris; 0.1 mM EDTA) bei 52°C vom Trägermaterial abgelöst, der Träger durch kurze Zentrifugation von der eluierten genomischen DNS abgetrennt und diese in ein neues Reaktionsgefäß überführt.

6. Isolierung von genomischer DNS aus einer einzelnen Haarwurzel

Inkubation einer einzelnen Haarwurzel in einem Volumen von 500 µl Lysepuffer (Guanidinthiocyanat; N-Lauryl-Sarcosyl; DTT; Natriumcitrat) für 30-60 min bei Raumtemperatur. Zugabe von 15 µl der aus dem verwendeten Trägermaterial hergestellten Suspension, kurzes Vortexen, Inkubation für 5 Minuten in einem Eisbad und anschließende Pelletierung des Trägermaterials durch kurze Zentrifugation in einer Tischzentrifuge (10 Sekunden). Die am Trägerpellet gebunden genomische DNS wird anschließend wiederum mit Waschpuffer (50 mM NaCl; 10 mM Tris HCl; 1 mM EDTA; 70% v/v Ethanol) versetzt und 2-3 mal gewaschen und anschließend die genomischen DNS durch Zugabe eines Elutionspuffers (10 mM Tris; 0.1 mM EDTA) bei 52°C vom Trägermaterial abgelöst, der Träger durch kurze Zentrifugation von der eluierten genomischen DNS abgetrennt und diese in ein neues Reaktionsgefäß überführt.

7. Aufreinigung von PCR-Fragmenten direkt aus dem PCR-Reaktionsgemisch

Zugabe von 150 µl einer Immobilisierungslösung (6 M NaI mit enthaltener Trägersuspension) direkt zum PCR-Reaktionsgemisch,

einschließlich des überschichteten Mineralöls. Kurzes Vortexen und Inkubation für 3 min in einem Eisbad. Pelletierung des Trägermaterials durch kurze Zentrifugation in einer Tischzentrifuge (10 Sekunden). Das am Trägerpellet gebunden PCR-Produkt wird anschließend wiederum mit Waschpuffer (50 mM NaCl; 10 mM Tris HCl; 1 mM EDTA; 70% v/v Ethanol) versetzt und 2 mal gewaschen und anschließend die durch Zugabe eines Elutionspuffers (10 mM Tris; 0.1 mM EDTA) bei 52°C vom Trägermaterial abgelöst, der Träger durch kurze Zentrifugation vom eluierten PCR-Fragment abgetrennt und dieses in ein neues Reaktionsgefäß überführt.

Patentansprüche

1. Universelles Verfahren zur Isolierung und Reinigung von Nukleinsäuren aus extrem geringen Mengen sowie sehr stark verunreinigten unterschiedlichsten Ausgangsmaterialien durch
 - a) Lyse von Nukleinsäuren enthaltenden Materialien mit Puffern, die chaotrope Salze hoher Ionenstärke enthalten,
 - b) Inkubation mit einem hochdispersen, nichtporösen und nichtstrukturierten sowie homogenen SiO_2 -Träger, wobei die SiO_2 -Partikel eine Korngröße von 7 - 40 nm aufweisen bei einer aktiven Oberfläche von 50 - 300 m^2/g ,
 - c) Abtrennung der trägerfixierten Nukleinsäuren vom Lysat,
 - d) Waschung der auf der Oberfläche des Trägers fixierten Nukleinsäuren mit einem Waschpuffer und
 - e) Ablösung der Nukleinsäure vom Träger mit einem Puffer geringer Salzkonzentration.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß als chaotrope Salze Guanidinhydrochlorid, Guanidinthiocyanat, Lithiumchlorid, Natriumjodid, Kaliumjodid, Natriumperchlorat oder Lithiumchlorid/ Harnstoff-Gemische mit Ionenstärken > 4M eingesetzt werden.
3. Verfahren nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß als Trägermaterial hochdisperses, nichtporöses und nichtstrukturiertes sowie homogenes chemisch reines SiO_2 mit einer Korngröße von 40 nm bei einer spezifischen Oberfläche von 50 m^2/g eingesetzt wird.
4. Verfahren nach Anspruch 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Lyse des die Nukleinsäuren enthaltenden Ausgangsmaterials und Bindung der Nukleinsäuren an die Trägerpartikel als 'single step' Verfahren im selben Reaktionsgefäß erfolgt.
5. Verfahren nach Anspruch 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß der Träger mit den gebundenen Nukleinsäuren vom übrigen Lysat durch einen kurzen Zentrifugationsschritt abgetrennt wird.

6. Verfahren nach Anspruch 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß die trägerfixierten Nukleinsäuren mit einem Waschpuffer, bestehend aus 50 mM NaCl, 10 mM Tris-HCl und 1 mM EDTA sowie 70% Ethanol, gewaschen werden.
7. Verfahren nach Anspruch 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß die trägerfixierten Nukleinsäuren mit einem Puffer niedriger Ionenstärke, bestehend aus 10 mM Tris-HCl, 0.1 mM EDTA, anderen Niedrigsalzpuffern oder DEPC behandelten bei einer Temperatur von 48 - 56°C, vorzugsweise 52°C, eluiert werden.
8. Verfahren nach Anspruch 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß es als batch-Verfahren durchgeführt wird.
9. Verfahren nach Anspruch 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß die Nukleinsäure aus Bakterien, Zellkulturen; intakten oder gefrorenen Gewebeproben, Gewebe-schnitten, Spermien, Körperflüssigkeiten, Stuhlproben, Viren, Pflanzenzellen, Hefezellen, musealen biologischen Trockenpräparaten, aus unterschiedlichen forensischen Ausgangsmaterialien, wie Blutspuren auf Kleidungsstücken, an Baumrinde u.a., aus Haaren, aus Speichel, aus Knochen oder anderen biologischen Quellen oder aus Amplifikationsreaktionen, wie PCR oder ähnlichen Reaktionen, stammt oder daß es sich um markierte Nukleinsäuren handelt.
10. Verfahren nach Anspruch 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß durch das spezielle für die Bindung der Nukleinsäuren verwendete Trägermaterial Nukleinsäuren aus extrem geringen Mengen, wie <0.5mg Gewebematerial; <0.5µl Blut oder Blutspuren auf Kleidungsstücken; <5µl Speichel; <10³ Zellen an unterschiedlichsten biologischen Ausgangsmaterialien isoliert werden.
11. Verfahren nach Anspruch 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß es zur schnellen Isolierung von genomischer Desoxyribonukleinsäure und zellulärer Gesamt- Ribonukleinsäure eingesetzt wird.

12. Verfahren nach Anspruch 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß es zur Isolierung und Reinigung von PCR-Produkten oder PCR-Fragmenten und Isolierung von DNS-Fragmenten aus wäßrigen Lösungen, TAE-oder TBE-Agarosegelen in einem breiten Molekularspektrum eingesetzt wird.

13. Verfahren nach Anspruch 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daß zur Isolierung von Ribonukleinsäure die Lyse des biologischen Ausgangsmaterials mit 10-molarem Lithiumchlorid durchgeführt wird und die Lyse und Bindung der Ribonukleinsäuren an den SiO_2 -Träger im selben Reaktionsgefäß erfolgt.

14. Verfahren nach Anspruch 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, daß die Größe der zu isolierenden oder zu reinigenden Nukleinsäuren den Bereich von 50 Nukleotiden bis 60 000 Nukleotiden umfaßt.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/DE 95/00787

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

IPC6: C 07 H 1/08, C 07 H 21/00, C 12 N 15/10

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC6: C 07 H, C 12 N

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

WPI, IFIPAT

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
P,X	WO, A1, 9501359 (QIAGEN GMBH), 12 January 1995 (12.01.95)	1-14
X	WO, A1, 9311221 (DIAGEN INSTITUT FÜR MOLEKULARBIOLOGISCHE DIAGNOSTIK GMBH), 10 June 1993 (10.06.93)	1-14
X	EP, A2, 0389063 (AKZO N.V.), 26 September 1990 (26.09.90)	1-14
X	WO, A1, 9207863 (DIAGEN INSTITUT FÜR MOLEKULARBIOLOGISCHE DIAGNOSTIK GMBH), 14 May 1992 (14.05.92)	1
A		2-14
A	STN International, Derwent Information Ltd, WPIDS accession no. 95-001705, Sumitomo Metal Ind Ltd: "Reagent for extracting DNA from biological samples - comprises protein denaturing agent and aq.soln. of protein-dissolving agent..", JP 06289016 A 941018 (9501)	1-14
A	WO, A1, 9311218 (DIAGEN INSTITUT FÜR MOLEKULARBIOLOGISCHE DIAGNOSTIK GMBH), 10 June 1993 (10.06.93)	1-14



Further documents are listed in the continuation of Box C.



See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier document but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance: the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance: the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

21 September 1995 (21.09.95)

Date of mailing of the international search report

16 October 1995 (16.10.95)

Name and mailing address of the ISA/

European Patent Office

Facsimile No.

Authorized officer

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/DE 95/00787

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	WO, A1, 8901035 (EUROPAISCHES LABORATORIUM FÜR MOLEKULARBIOLOGIE (EMBL)), 9 February 1989 (09.02.89)	1-14
A	EP, A2, 0268946 (DIAGEN INSTITUT FÜR MOLEKULARBIOLOGISCHE DIAGNOSTIK GMBH), 1 June 1988 (01.06.88) -----	1-14

Form PCT/ISA/210 (continuation of second sheet) (July 1992)

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

28/08/95

International application No.

PCT/DE 95/00787

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)		Publication date
WO-A1-	9501359	12/01/95	NONE		
WO-A1-	9311221	10/06/93	DE-A-	4139664	03/06/93
			EP-A-	0616638	28/09/94
			EP-A-	0616639	28/09/94
			JP-T-	7501222	09/02/95
			JP-T-	7501223	09/02/95
			WO-A-	9311218	10/06/93
EP-A2-	0389063	26/09/90	AU-B-	641641	30/09/93
			AU-A-	5215390	27/09/90
			CA-A,A-	2012777	23/09/90
			JP-A-	2289596	29/11/90
			NL-A-	8900725	16/10/90
			US-A-	5234809	10/08/93
WO-A1-	9207863	14/05/92	DE-A,C-	4034036	30/04/92
			DE-D-	59105403	00/00/00
			EP-A,B-	0555270	18/08/93
WO-A1-	9311218	10/06/93	DE-A-	4139664	03/06/93
			EP-A-	0616638	28/09/94
			EP-A-	0616639	28/09/94
			JP-T-	7501222	09/02/95
			JP-T-	7501223	09/02/95
			WO-A-	9311221	10/06/93
WO-A1-	8901035	09/02/89	DE-A-	3724442	02/02/89
			DE-A-	3878915	08/04/93
			EP-A,B-	0371067	06/06/90
			JP-T-	2504224	06/12/90
EP-A2-	0268946	01/06/88	DE-A-	3639949	09/06/88
			DE-D,T-	3787445	07/07/94
			JP-B-	7013077	15/02/95
			JP-A-	63150294	22/06/88
			US-A-	5057426	15/10/91

Form PCT/ISA/210 (patent family annex) (July 1992)

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/DE 95/00787

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES

IPC6: C07H 1/08, C07H 21/00, C12N 15/10

Nach der internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPC6: C07H, C12N


Recherche, aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

WPI, IFIPAT

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
P, X	WO, A1, 9501359 (QIAGEN GMBH), 12 Januar 1995 (12.01.95)	1-14
	--	
X	WO, A1, 9311221 (DIAGEN INSTITUT FÜR MOLEKULARBIOLOGISCHE DIAGNOSTIK GMBH), 10 Juni 1993 (10.06.93)	1-14
	--	
X	EP, A2, 0389063 (AKZO N.V.), 26 September 1990 (26.09.90)	1-14
	--	

<input checked="" type="checkbox"/> Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen.	<input checked="" type="checkbox"/> Siehe Anhang Patentfamilie.
<p>* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen:</p> <p>"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht zu besonders bedeutsam anzusehen ist</p> <p>"E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist</p> <p>"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grunde angegeben ist (wie ausgeführt)</p> <p>"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht...</p> <p>"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beantragten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist</p>	
<p>"T" Solitäre Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist</p> <p>"X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung: die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfindungsmäßiger Tätigkeit beruhend betrachtet werden</p> <p>"Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung: die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfindungsmäßiger Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist</p> <p>"Z" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist</p>	
Datum des Abschlusses der internationalen Recherche 21 September 1995	Absenddatum des internationalen Recherchenberichts 16. 10. 95
Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde:  Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL-2230 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 cpo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Bevollmächtigter Bediensteter JOHANSSON EVA

Formblatt PCT/ISA/210 (Blatt 2) (Juli 1992)

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/DE 95/00787

C (Fortsetzung). ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	WO, A1, 9207863 (DIAGEN INSTITUT FÜR MOLEKULARBIOLOGISCHE DIAGNOSTIK GMBH), 14 Mai 1992 (14.05.92)	1
A		2-14
--		
A	STN International, Derwent Information Ltd, WPIDS accession no. 95-001705, Sumitomo Metal Ind Ltd: "Reagent for extracting DNA from biological samples - comprises protein denaturing agent and aq.soln. of protein-dissolving agent..", JP 06289016 A 941018 (9501)	1-14
--		
A	WO, A1, 9311218 (DIAGEN INSTITUT FÜR MOLEKULARBIOLOGISCHE DIAGNOSTIK GMBH), 10 Juni 1993 (10.06.93)	1-14
--		
A	WO, A1, 8901035 (EUROPÄISCHES LABORATORIUM FÜR MOLEKULARBIOLOGIE(EMBL)), 9 Februar 1989 (09.02.89)	1-14
--		
A	EP, A2, 0268946 (DIAGEN INSTITUT FÜR MOLEKULARBIOLOGISCHE DIAGNOSTIK GMBH), 1 Juni 1988 (01.06.88)	1-14

Formblatt PCT/ISA/210 (Fortsetzung von Blatt 2) (Juli 1992)

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHTAngaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören
28/08/95

Internationales Aktenzeichen

PCT/DE 95/00787

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
WO-A1-	9501359	12/01/95	KEINE		
WO-A1-	9311221	10/06/93	DE-A-	4139664	03/06/93
			EP-A-	0616638	28/09/94
			EP-A-	0616639	28/09/94
			JP-T-	7501222	09/02/95
			JP-T-	7501223	09/02/95
			WO-A-	9311218	10/06/93
EP-A2-	0389063	26/09/90	AU-B-	641641	30/09/93
			AU-A-	5215390	27/09/90
			CA-A, A-	2012777	23/09/90
			JP-A-	2289596	29/11/90
			NL-A-	8900725	16/10/90
			US-A-	5234809	10/08/93
WO-A1-	9207863	14/05/92	DE-A, C-	4034036	30/04/92
			DE-D-	59105403	00/00/00
			EP-A, B-	0555270	18/08/93
WO-A1-	9311218	10/06/93	DE-A-	4139664	03/06/93
			EP-A-	0616638	28/09/94
			EP-A-	0616639	28/09/94
			JP-T-	7501222	09/02/95
			JP-T-	7501223	09/02/95
			WO-A-	9311221	10/06/93
WO-A1-	8901035	09/02/89	DE-A-	3724442	02/02/89
			DE-A-	3878915	08/04/93
			EP-A, B-	0371067	06/06/90
			JP-T-	2504224	06/12/90
EP-A2-	0268946	01/06/88	DE-A-	3639949	09/06/88
			DE-D, T-	3787445	07/07/94
			JP-B-	7013077	15/02/95
			JP-A-	63150294	22/06/88
			US-A-	5057426	15/10/91